



Produtos Marcadores Pré-operatórios Aspen
Aspen Surgical Products, INC.

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

Fabricado por: Aspen Surgical Products, INC.

6945 Southbelt Dr. SE - Caledônia, MI 49316, EUA

Modelos Comerciais

2900BN - Caneta Marcadora Júnior de ponta regular

Apresentação Comercial

São comercializadas em caixas de fibras de celulose (papel-cartão) contendo 100 unidades.

Indicação de Uso

Designadas para serem usadas no pré-operatório, na demarcação do sítio cirúrgico, sobre a pele intacta.

Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

Modo de Uso do Produto

- 1) Remover a caneta da embalagem
- 2) Remover a tampa para expor a ponta da caneta
- 3) Marcar as áreas desejadas sobre a pele com o marcador de pele
- 4) Permitir que as marcações sequem sobre a pele por aproximadamente 1 minuto antes de esfregar ou aplicar a solução preparatória.

Composição

Tubo, tampa e plug: polipropileno.

Reservatório e ponta: poliéster.



Tinta marcadora de pele: violeta Genciana e álcool isopropanol.

Dimensões

Caneta marcadora 2900BN:

Comprimento: 9,25 cm

Peso unitário: 3,40 g

Dimensões da caixa (embalagem primária): 10,2cm x 7,7cm x 12cm

Condições de Armazenamento

Manter bem fechado. Armazenar em local fresco, bem ventilado e seco. Manter longe de calor, faíscas e chamas. Armazenar de acordo com o regulamento local. Grande volume: Armazene em temperatura de 20-30°C.

Condições para o Transporte

Manter bem fechado. Transportar em local fresco, bem ventilado e seco, temperatura de 20-30°C. Manter longe de calor, faíscas e chamas. Outras condições, não relevantes devido à forma do produto.

Condições de Manipulação

Não manusear, armazenar ou abrir perto de uma chama aberta, fontes de calor ou fontes de ignição, por conter substância inflamável. Proteger o material da luz solar direta. Não fumar. Estável sob condições normais de temperatura. Evitar temperaturas superiores ao ponto de flash (30,6°C). Evite o contato os olhos. Não descarte em esgotos.

Advertências

O fabricante recomenda o uso único. Não estéril. Materiais incompatíveis: ácidos fortes, agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes.

Observe a correlação da versão da instrução de uso indicada no rótulo do produto adquirido e a deste Manual.

Precauções

A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida. Preparar a pele



com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele. Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

Contraindicações

Não indicado uso ocular.

Efeitos Adversos

*Contato com os olhos.

Lesões nos olhos não são conhecidas nem esperadas sob condições normais de uso.

No entanto: Contato pode causar grave irritação nos olhos.

*Contato com a pele

Lesões não são conhecidas nem esperadas sob condições normais de uso.

No entanto: Contato pode causar irritação da pele.

*Inalação

Inalação não deve apresentar risco devido à forma física e ingredientes do produto.

No entanto: A respiração de altas concentrações pode causar tonturas, vertigens, cefaleias, náuseas e perda de coordenação. A inalação contínua pode resultar em inconsciência.

*Ingestão

Riscos não são prováveis devido à forma do produto.

No entanto: Pode causar irritação na garganta, náuseas, vômitos e os efeitos no sistema nervoso central como observado em Inalação.



Para obter, sem custo adicional, as instruções de uso do produto no formato impresso, solicite através dos nossos canais:

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br

Registro ANVISA nº: 80109170021

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese