



Curativo MESON Impermeável

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, 869 - Parque da Vila Prudente
CEP 03140-010 - São Paulo - SP

Fabricado por: Jiaxing Meson Medical Materials Co., Ltd.

Nº 1880 RenMin Rd. Tongxiang City Jiaxing, Zhejiang, Prov. China.

Modelos Comerciais

MEMP001 Curativo MESON Impermeável (6x7) cm

MEMP002 Curativo MESON Impermeável (6x8) cm

MEMP003 Curativo MESON Impermeável (7x10) cm

MEMP004 Curativo MESON Impermeável (10x10) cm

MEMP005 Curativo MESON Impermeável (10x15) cm

MEMP006 Curativo MESON Impermeável (10x20) cm

MEMP007 Curativo MESON Impermeável (10x25) cm

MEMP008 Curativo MESON Impermeável (10x30) cm

Apresentação Comercial

O Curativo é embalado em um pouch de papel grau médico 60g ou 80g/PET12-PE50 laminado, selado nos quatro lados. Os pouches são colocados dentro de uma caixa de papel cartão branco de 300 g/m². Nos modelos MEMP001, MEMP002 e MEMP003, 50 pouches por caixa. Nos modelos, MEMP004 a MEMP008, 25 pouches por caixa. Estas caixas são então colocadas em uma caixa externa de papelão ondulado amarelo para fins de exportação.

Indicação de Uso

Este produto é indicado principalmente para a proteção de feridas cirúrgicas, feridas traumáticas ou como curativo de fixação do cateter venoso. Também pode ser usado para proteger a ferida do cordão umbilical do bebê.

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br

Princípio de Funcionamento

O Curativo MESON Impermeável possui almofada altamente absorvente que retém o excesso de exsudato evitando o encharcamento sob o filme que poderia vir a desprendê-lo da pele. A almofada não é aderente permitindo que as trocas de curativo sejam mais fáceis e menos dolorosas. O filme é Impermeável a água e bactérias, reduzindo o risco de infecção, e permeável ao oxigênio, permitindo assim a respiração da pele e reduzindo o risco de maceração. Por ser impermeável permite a higiene diária do paciente com banho. O curativo possui uma aplicação simples, a película é ultrafina e confortável, sendo facilmente adaptável ao contorno das áreas do corpo. O conjunto é sustentado por um filme plástico e logo abaixo deste, ao meio, há uma faixa de papel branco (papel CCK) cortado em duas partes onduladas, usado para segurar puxar o filme plástico. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo cortado em duas partes, o papel Glassine.

Modo de Uso

1. Limpe e seque a área de aplicação.
2. Remova o papel protetor do adesivo (Glassine).
3. Aplique o curativo, posicionando a almofada absorvente centralmente sobre a área afetada.
4. Pressione as bordas do filme para fixar o curativo.
5. Remova o suporte plástico de cima do curativo, ao mesmo tempo em que o pressiona sobre a pele.
6. Para remover o curativo, descole delicadamente uma das pontas do filme e puxe-o paralelamente à pele. O curativo pode permanecer aplicado à pele até a saturação da almofada absorvente.

Composição

O Curativo MESON Impermeável é formado por um filme fino e transparente de poliuretano coberto com um adesivo hipoalergênico sensível a pressão, contendo no seu centro uma almofada absorvente de tecido não tecido. O conjunto é sustentado por um filme plástico de polietileno tereftalato (PET). Logo abaixo deste filme, ao meio, há uma faixa de papel CCK (papel Kraft revestido com argila) usado para segurar E puxar o filme plástico. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo, o papel Glassine.

Especificações Técnicas

Código de Referência	Dimensão (L x C) (cm)	Dimensão Almofada Absorvente (L x C) (cm)	Peso pça (g)	Pçs/ Pouch	Pçs/ CX	Taxa de transmissão de vapor da umidade
MEMP001	6x7	2x3	2,36	1 pç	50	não inferior a 500g/m ² /24h
MEMP002	6x8	3x4	2,62	1 pç	50	
MEMP003	7x10	3x5	3,88	1 pç	50	
MEMP004	10x10	5x5	5,67	1 pç	25	
MEMP005	10x15	5x10	7,32	1 pç	25	
MEMP006	10x20	5x15	8,96	1 pç	25	
MEMP007	10x25	5x20	12,22	1 pç	25	
MEMP008	10x30	5x25	13,99	1 pç	25	

Esterilização: Óxido de etileno

Validade: 3 anos

Condições de armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, protegido do calor e da umidade.

Condições de Manipulação

O produto deve ser descartado após o uso conforme o procedimento padrão de descarte de material médico-hospitalar estabelecido pela Instituição.

Advertências

Se houver suspeita de infecção, remova o curativo, inspecione a ferida e determine a intervenção médica apropriada.

O curativo é estéril e não deve ser usado se a embalagem estiver danificada ou tiver sido previamente aberta.

O curativo não deve ser reesterilizado.

O curativo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar infecções graves.

O curativo pode permanecer aplicado à pele até a saturação da almofada absorvente.

Somente para uso externo.

**Precauções**

O uso em pacientes com alergia de pele especial deve ser cauteloso.

Contraindicações

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do curativo.

Efeitos Adversos

Alergia em paciente alérgico aos componentes do curativo.

Notificação ANVISA: 80109170032

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br