



Curativo Mesopore I.V.

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, 869 - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo - SP

Fabricado por: Jiaxing Meson Medical Materials Co., Ltd.

Nº 1880 RenMin Rd. Tongxiang City Jiaxing, Zhejiang, Prov. China.

Modelos Comerciais

MEMP009 Curativo Mesopore I.V. (6x7)cm

MEMP010 Curativo Mesopore I.V. (10x12)cm

MEMP011 Curativo Mesopore I.V. (5x5,7)cm

MEMP012 Curativo Mesopore I.V. (6x7)cm, tipo U

MEMP013 Curativo Mesopore I.V. (8,5x10,5)cm

MEMP014 Curativo Mesopore I.V. (10x11,5)cm

MEMP015 Curativo Mesopore I.V. (7x8,5)cm

MEMP016 Curativo Mesopore I.V. (4,4x4,4)cm

Apresentação Comercial

Cada curativo é embalado em um pouch de papel grau médico 60g ou 80g/PET12-PE50 laminado, selado nos quatros lados. Posteriormente os pouches são colocados dentro de uma caixa de papel cartão branco de 300 g/m². Nos modelos MEMP009 a MEMP012, 100 pouches por caixa. Nos modelos, MEMP013 a MEMP016, 50 pouches por caixa. Estas caixas são então colocadas em uma caixa externa de papelão ondulado amarelo para fins de exportação.

Indicação de Uso

Curativo com filme de poliuretano transparente para cateteres foi projetado especificamente para a fixação e proteção de cateteres de linha central e periféricos e para manter a área do cateter seca.

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br



Princípio de Funcionamento

O Curativo Mesonpore I.V. é feito de filme de poliuretano altamente permeável aos vapores úmidos, permitindo trocas gasosas e evitando a permanência de umidade sob o curativo. O filme também é impermeável agindo como uma barreira contra bactérias e é resistente à água. Essas características propiciam locais de cateteres menos úmidos reduzindo assim, a maceração da pele e o índice de crescimento bacteriano, o que reduz o risco de infecções relacionadas ao cateter. É transparente, permitindo a inspeção da área de inserção do cateter sem necessidade de remover o curativo. Possui moldura removível que garante maior conforto e praticidade durante a manipulação. Possui tiras para fixação do cateter.

Modo de Uso

1. Abrir a embalagem e remover o curativo estéril.
2. Retirar o papel protetor do adesivo (Glassine) deixando exposta a superfície adesiva.
3. Centralize o curativo sobre o ponto de inserção do cateter.
4. Aplique o curativo sobre a cânula do cateter e fixe a película sobre a pele do paciente. Alise em direção às bordas do curativo cuidadosamente. Não estique o curativo durante a aplicação pois, pode acontecer um trauma mecânico de pele se for aplicada tensão durante a aplicação do curativo.
5. Remover lentamente a moldura de papel Glassine ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo.
6. Fixe novamente todo o curativo com as pontas dos dedos através de movimentos do centro para as bordas.
7. As tiras estéreis podem ser usadas: aplicadas sob as asas ou hub (canhão) do cateter para proteger a pele, sob as asas ou hub (canhão) para aumentar a estabilidade do cateter, para segurar os tubos do cateter, ou para estabilizar o(s) lúmen(s) do cateter.
8. Para os curativos que vêm com uma etiqueta adesiva, anote as informações necessárias, remova-a da moldura, e aplique-a sobre, ou perto, do curativo.

Composição

O Curativo Mesonpore I.V. é formado por um filme de poliuretano fino, transparente e de alta permeabilidade com uma moldura removível de papel Glassineo e por um adesivo acrílico grau médico sensível a pressão. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo, o papel Glassine.

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br

Especificações Técnicas

Código de Referência	Modelos	Dimensão (L x C) (cm)	Peso 1 pça (g)	Taxa de transmissão de vapor de umidade	Pçs/ Pouch	Pçs/ CX
MEMP009	Curativo Mesopore I.V. (6x7) cm	6x7	2,76	não inferior a 500g/m ² /24h	1	100
MEMP010	Curativo Mesopore I.V. (10x12) cm	10x12	6,73			100
MEMP011	Curativo Mesopore I.V. (5x5,7) cm	5x5,7	2,82			100
MEMP012	Curativo Mesopore I.V. (6x7) cm, tipo U	6x7	2,7			100
MEMP013	Curativo Mesopore I.V. (8,5x10,5) cm	8,5x10,5	5,21			50
MEMP014	Curativo Mesopore I.V. (10x11,5) cm	10x11,5	5,87			50
MEMP015	Curativo Mesopore I.V. (7x8,5) cm	7x8,5	4,17			50
MEMP016	Curativo Mesopore I.V. (4,4x4,4) cm	4,4x4,4	2,07			50

Esterilização: Óxido de etileno

Validade: 3 anos

Condições de armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, protegido do calor e da umidade.

Condições de Manipulação

O produto deve ser descartado após o uso conforme o procedimento padrão de descarte de material médico-hospitalar estabelecido pela Instituição.

Advertências

Se houver suspeita de infecção, remova o curativo, inspecione o local e determine a intervenção médica apropriada.

O curativo deve ser usado preferencialmente como curativo para cateteres. Não indicado para lesão aberta.

O curativo é estéril e não deve ser usado se a embalagem estiver danificada ou tiver sido previamente aberta.

O curativo não deve ser reesterilizado.

O curativo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar infecções graves.

O curativo pode permanecer aplicado à pele até a saturação da almofada absorvente.

Somente para uso externo.

**Precauções**

O uso em pacientes com alergia de pele especial deve ser cauteloso.

Contraindicações

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do curativo.

Efeitos Adversos

Alergia em paciente alérgico aos componentes do curativo.

Notificação ANVISA: 80109170033

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br